

04.02.2025

Produktbezeichnung: CURACID MEDICAL
Anwendungsbereich: Flächendesinfektion, Schnelldesinfektion
Bereichsempfehlung: Medizin, Industrie, Schule+Kita, Rettungsdienste

Verkaufseinheit	0,5L	1L	5L		
Artikelnummer	113049	113050	113051		
EAN	4035901002538	4035901000237	4035901000244		
Verpackungseinheit	15x0,5L	10x1L	2x5L	96x5L	
Artikelnummer	113049-15	113050-10	113051-2	113051-96	
EAN	4035901002545	4035901001159	4035901003719		
Gewicht	8,3kg	10,85kg	10,65kg		
Maße (BxTxH)	37x23x20cm	41x17x25cm	30x20x27cm	120x80x86cm	

Eigenschaften:

- zur schnellen Desinfektion von empfindlichen Flächen wie z. B. Schreibtische, Behandlungsliegen, Bedienelemente,...
- nur 1 Minute Einwirkzeit
- Flüssigkeit u.a. begutachtet nach den Richtlinien des VAH
- breites Wirkspektrum gegen Bakterien, Pilze und Viren (inkl. MRSA, HIV/HBV/HCV, H5N1, Corona u.v.a.)
- alkoholfrei, daher sehr materialverträglich
- Dermatest sehr gut

Anwendungsempfehlung: Curacid Medical ist gebrauchsfertig. Flächen und Gegenstände gleichmäßig benetzen, mind. 60 Sekunden einwirken lassen.

Wirksame Bestandteile in 100g: 0,276g Didecyldimethylammoniumchloride;
weitere Bestandteile: Komplexbildner, Tenside, Stellmittel
 <5% kationische Tenside

Normen und Regularien: UFI: 8W40-1057-600R-IS9Y
 VAH-Norm, EN13624, EN13727, EN14476, EN 16615, EN16777
 BauA: N-110152 (Curacid 3001)
 PT2: Desinfektionsmittel und Algenbekämpfungsmittel
 PT3: Hygiene im Veterinärbereich
 PT4: Lebens- und Futtermittelbereich
 R4BP: BC-MR088291-15

Besondere Hinweise: Gewinde der Rundflaschen 0,5L: 28
 Gewinde der Rundflaschen 1L: 28
 Gewinde des Kanisters: 51
 Gefahrenhinweise und Sicherheitshinweise siehe SDB.
 Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.