



Der RescueClean P2 PSA Hygiene-Reiniger ist für die maschinelle Aufbereitung von persönlicher Schutzausrüstung bei höheren Wassertemperaturen geeignet. RescueClean P2 ist schaumarm, sehr wirtschaftlich, phosphat- und silikatfrei.

RescueClean P2 kommt aus der Familie der Instrumentenreiniger für medizinische Instrumente und Anästhesieuntensilien aus Krankenhäusern und Arztpraxen und gewährleistet so eine enorme Materialverträglichkeit. Die Dosierungsempfehlung liegt bei 0,5%.

Der Umgang mit RescueClean P2 ist einfach und erfordert neben den üblichen Arbeitsschutzvorschriften keine weiteren baulichen Maßnahmen.



- | extrem materialverträglich
- | sehr gute hygienische Leistung
- | für Reinigungs- und Desinfektionsautomaten (RDA) geeignet
- | ideal bei organischen Verschmutzungen
- | optimal für Wassertemperaturen ab 35°C

Artikelnummern:	113908, 5L Kanister
Inhaltsstoffe:	5-15% Komplexbildner, <5% Polycarboxylate, <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Lösevermittler, deionisiertes Wasser
Gutachten/Normen:	frei von raumluftbelasteten Stoffen DIN ISO 15883-5 (Reinigungs-Desinfektionsgeräte - Teil 5: Prüfanschmutzungen und -verfahren zum Nachweis der Reinigungswirkung) geprüft