

14.09.2025

Produktbezeichnung: CURACID MEDICAL PLUS TÜCHER
Anwendungsbereich: alkoholfreie Desinfektionstücher
Bereichsempfehlung: Pflege, Industrie, Schule+Kita, Homecare

Verkaufseinheit	150 Stk. Dose			
Artikelnummer	113091			
EAN	4035901003467			
Blattgröße	ca. 19x15cm			
Verpackungseinheit	12x150Stk.	576x120 Stk.		
Artikelnummer	113091-12	113091-576		
EAN	4035901003474	4035901004150		
Gewicht	6,1kg	320kg		
Maße (BxTxH)	35x27x21cm	120x80x139cm		

Eigenschaften:

- zur schnellen Desinfektion von empfindlichen Flächen und Gegenständen
- sehr breites Wirkspektrum gegen Bakterien, Pilze und Viren (inkl. MRSA, HIV/HBV/HCV, Noro, H5N1, Corona, u.v.a.)
- nur 1 Minute Einwirkzeit
- Flüssigkeit u.a. begutachtet nach den Richtlinien des VAH
- gem. RKI-Richtlinie begrenzt viruzid PLUS
- kratzfreie und fusselfreie Qualität
- alkoholfrei, daher sehr gute Materialverträglichkeit auch bei Kunststoffen
- angenehm weiche Haptik durch Mischgewebe
- Dermatest sehr gut

Anwendungsempfehlung: Flächen und Gegenstände mit den Tüchern gleichmäßig benetzen und mind. 1 Minute einwirken lassen. Curacid Medical Plus ist sehr gut gegen Viren wirksam, so dass es gem. RKI als begrenzt viruzid Plus eingestuft ist. Dose stets gut verschlossen halten, um ein Austrocknen zu vermeiden.

Wirksame Bestandteile in 100g: 0,35g Alkyldimethylbenzylammoniumchlorid, 0,25g Aminopropyl-dodecylpropandiamin, 0,1g 2-Phenoxyethanol

weitere Bestandteile: Hilfsstoffe, Tenside, Stellmittel

Normen und Regularien: UFI: 7R10-90MH-V00F-24RK
 VAH-Norm , EN 13624, EN 13727, EN 14348, EN 14476,
 BauA: N-111027
 PT2: Desinfektionsmittel und Algenbekämpfungsmittel
 PT3: Hygiene im Veterinärbereich
 PT4: Lebens- und Futtermittelbereich

Besondere Hinweise: Gefahrenhinweise und Sicherheitshinweise siehe SDB.
 Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.