



Das RescueClean P4 PSA Desinfektionsmittel ist für die maschinelle Aufbereitung von persönlicher Schutzausrüstung geeignet. Rescue-

Clean P4 ist schaumarm und kann daher in allen gängigen Waschmaschinen auch bei härterem Wasser eingesetzt werden. RescueClean

P4 kommt aus der Familie der Instrumentenreiniger für medizinische Instrumente und Anästhesieutensilien. Daher ist RescueClean P4 extrem materialschonend löst durch das spezielle System aus Tensiden und Komplexbildnern hervorragend organische Verschmutzungen wie Blut, Eiweiß, Sekrete und Fett. Die Dosierungsempfehlung liegt bei lediglich 0,5%. RescueClean P4 ist identisch mit Curacid PSA TC.



- | extrem materialverträglich
- | zur maschinellen Desinfektion
- | für Reinigungs- und Desinfektionsautomaten (RDA) geeignet
- | ideal für organische Verschmutzungen
- | optimal für Wassertemperaturen ab 35°C

Artikelnummern:	113947, 5L Kanister
Inhaltsstoffe:	Wirksame Bestandteile in 100g: 3,2g Dimethyldioctylammoniumchlorid, 3,2g Dodecylethyltrimethylammoniummethylsulfat. Weitere Bestandteile: Isopropylalkohol, p-Mentha-1,8-dien, deionisiertes Wasser
Gutachten/Normen:	frei von raumluftbelasteten Stoffen EN 13624 (Bakterizidie) EN 13727 (Fungizidie) EN 14348 (Tuberkulozidie) EN 137:2006 Atemschutzgeräte - Behältergeräte mit Druckluft (Pressluftatmer) mit Vollmaske - Anforderungen, Prüfung, Kennzeichnung; in Verbindung mit INTERSPIRO und Meiko UNI Essen, Prof. Dr. Popp, Hygienische Leistung in Verbindung mit Meiko und gängigen Atemluftanschlüssen Bescheinigung NSF-Labor Meiko zur Materialverträglichkeit