

Curacid® Medical Desinfektionstücher

Die Curacid® Medical Desinfektionstücher sind mit dem schnellwirkenden Desinfektionsmittel Curacid® Medical getränkt. Nur 1 Minute Einwirkzeit.

Der Feuchttuchspender ist in vielen Bereichen einsetzbar, in denen es auf ein Höchstmaß an Hygiene und Sauberkeit ankommt, z.B.

- Stationen im Krankenhaus
- pflegende Institutionen
- Kindergärten
- Industrie
- Nahrungsmittelproduktion
- Gastronomie
- Werkstätten
- Produktion

Eigenschaften

Die Wischtücher sind sofort einsatzbereit. Ein Aufsprühen der Flüssigkeit entfällt, ein gesundheitsschädlicher Sprühnebel wird nicht erzeugt.

Mit breiter mikrobiologischer Wirksamkeit in praxisgerechten Einwirkzeiten. Wirksam gegen alle behüllten Viren gemäß RKI-Empfehlung.

- Bakterizid und fungizid inkl. P. aeruginosa, S. aureus, E. coli, E. hirae und MRSA
- viruzid inkl. HIV/HBV/HCV, Rotavirus, BVDV, Vaccinia, Influenza
- alkoholfrei
- sehr gute Materialverträglichkeit

Wirksame Bestandteile in 100 g Tränkflüssigkeit

0,75 g quartäre Ammoniumverbindungen

Einsatzgebiete

Zur Flächendesinfektion in allen medizinischen und industriellen Bereichen. Ärztlichen Praxen, Gesundheitsämtern, Schulen, Kindergärten sowie sanitären und werksärztlichen Bereichen in Industriebetrieben. Zur Flächendesinfektion von Wänden und

Inventar, von Betten, Matratzen, Bettgestellen und Liegen.

Für Kranken- und Transportfahrzeuge, Notarztwagen, Flugzeugkabinen, Förderbänder, Transportkörbe und Geräte.

Ebenso für Untersuchungs- und Transportliegen, Ablagen, Labortische und Bekleidung wie Kittel, Gummischürzen, etc.

Tränkflüssigkeit ist gem. VAH begutachtet.

Anwendungsempfehlung gemäß VAH:

1 Minute

Gutachten

Prof. Dr. med. R. Schubert

Prof. Dr. med. E. Marth

Prof. Dr. G. Frösner, HIV/HBV

Prof. Dr. J. Steinmann, Rotaviren

Fa. Röhm, Verträglichkeit auf Kunststoff

Lieferformen

Art.-Nr.: 13010 Eimer

150 Blatt, Blattgröße ca. 28x28cm

Art.-Nr.: 13011 Nachfüller für Eimer

150 Blatt, Blattgröße ca. 28x28cm

