



Der RescueClean P1 PSA Hygiene-Reiniger ist sowohl für die manuelle Aufbereitung, als auch für die Aufbereitung im Ultraschallbecken geeignet. Da persönliche Schutzausrüstung nur sehr materialverträglich aufbereitet werden sollte, kommt RescueClean P1 aus der Familie der Instrumentenreiniger für medizinische Instrumente und Anästhesieutensilien. Im medizinischen Umfeld wird noch verstärkere Materialverträglichkeit gefordert.

Daher ist RescueClean P1 extrem materialschonend, löst durch das spezielle System aus Tensiden und Komplexbildnern hervorragend organische Verschmutzungen wie Blut, Eiweiß, Sekrete und Fett. RescueClean P1 ist schaumarm, rückstandsfrei und auch bei hartem Wasser anwendbar. Die Dosierungsempfehlung liegt bei wirtschaftlichen 0,5-1%, je nach Verschmutzungsgrad. Nach dem Reinigungsvorgang Spülgut lediglich mit klarem Wasser abspülen.



- | extrem materialschonend
- | zur manuellen Reinigung und für Ultraschall
- | frei von NTA und EDTA
- | ideal bei organischen Verschmutzungen
- | optimal für Wassertemperaturen bis 35°C

Artikelnummern:	13905, 2L Flasche
Inhaltsstoffe:	Nichtionische Tenside, Glykole, Komplexbildner, Korrosionsinhibitoren, Schaumregulatoren, Konservierungsmittel
Gutachten/Normen:	frei von raumluftbelasteten Stoffen DIN ISO 15883-5 (Reinigungs-Desinfektionsgeräte - Teil 5: Prüfanschmutzungen und -verfahren zum Nachweis der Reinigungswirkung) geprüft